



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



# feels<sup>®</sup> like kulzer

Ofertas válidas del 1 de abril al 30 de junio 2026  
Disponibles a través de tu depósito habitual

## NOVEDAD: Kulzer Vivida OFFICE

### Blanqueamiento Clínica

Fórmula patentada de Peróxido de Hidrógeno Superior al 25% que ofrece una experiencia de blanqueamiento respetuosa en la clínica.

- » Minimiza la hipersensibilidad.
- » Sesión de 15 - 30 minutos en 2 - 3 ciclos.
- » Viscosidad mejorada para una aplicación precisa.
- » Formato lápiz listo para usar con práctico pincel aplicador.
- » Almacenamiento a temperatura ambiente, hasta 25°C.

Contenido Starter Pack: 3 x 2 ml.

Ref. 66100132

**-25%**  
DESCUENTO



## NOVEDAD: Kulzer Vivida Protector Gingival -25% Dto.

2 x 1,2 ml.

Ref. 66100133



## Kulzer Vivida HOME KIT

### Blanqueamiento Casa

Fórmula patentada de Peróxido de Hidrógeno Superior al 6% que ofrece una experiencia de blanqueamiento cómoda para el paciente en casa.

- » Sesiones de solo 15 - 30 minutos.
- » Minimiza la hipersensibilidad.
- » Almacenamiento a temperatura ambiente, hasta 25°C.

Contenido:

- » 1 x pasta de dientes preaplicación.
- » 3 x 3 ml. gel blanqueador.
- » 1 x acondicionador dental postaplicación.
- » 1 x caja para férula.

Ref. 66100140

**-20%**  
DESCUENTO



KULZER VIVIDA

## Kulzer Vivida Propy Pen

Ideal para utilizar como parte de la profilaxis o primera experiencia de blanqueamiento en la consulta.

- » 6% peróxido de hidrógeno superior.
- » 12 plumas de 1,4 ml. de un solo uso.

Ref. 66100138

**MATERIAL DE MARKETING GRATUITO PARA TU CLÍNICA, ¡SOLICÍTALO A TU ASESOR KULZER!**

## Venus

### Composite híbrido fotopolimerizable

- » Resultados estéticos sencillos, rápidos y fiables.
- » Alto mimetismo.
- » Restauraciones anteriores y posteriores.

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



Jeringa 4 g. / PLT 20 x 0,25 g. / PLT 10 x 0,25 g.

Venus®

## Venus Flow

### Composite híbrido fluido fotopolimerizable

- » Excelentes propiedades de manejo.
- » 12 colores con 3 niveles de opacidad.

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



Jeringa 1,8 g.

## Pulidor Venus Supra

### Brillo elevado y duradero

- » Sistema de dos pasos: pre-pulido y pulidores de alto brillo.
- » Fabricado en silicona con elevada carga de polvo de diamante micro fino.
- » Autoclavable y reutilizable.
- » Sin necesidad de usar pasta de pulido.
- » Formas: Twist brush, twist disc, copa, llama y llama grande.
- » Disponible en reposiciones individuales e Intro Kit.



Venus®

## iBOND Total Etch

### Grabado Total

- » Adhesivo fotopolimerizable monocomponente para la técnica de **grabado total**. 5ª generación.
- » Máxima **desensibilización**.

66039867 iBOND Total Etch Bottle Value Pack 3 x 4 ml.

66040094 iBOND Total Etch Bottle Refill 1 x 4 ml.



iBOND®

## iBOND Universal

### Adhesivo Universal

- » Compatible con **todas las técnicas** de adhesión e indicaciones.
- » Compatible con **todos los materiales** fotopolimerizables, autopolimerizables y de polimerización dual sin activador dual.
- » Con MDP y 4-META. Solo 10 segundos de fotocurado.

66061411 iBOND Universal Bottle Refill 1 x 4 ml.

66061412 iBOND Universal Bottle Value Pack 3 x 4 ml.

66061416 iBOND Ceramic Primer 1 x 4 ml.



iBOND®

# Venus<sup>®</sup> PURE

Para la estratificación monocromática y maximizar la simplicidad

## Venus Pearl / Diamond


Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Diseñado para restauraciones anteriores y posteriores.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Elevada estética y resultados predecibles.
- » Fácil de usar, reduce errores: simplifica la selección de color y material.

Matriz TCD exclusiva de Kulzer:

- » Resistencia excepcional: **Menos fracturas. Menos reparaciones.**
  - » Baja contracción: **Menos caries secundarias.**
  - » Libre de BPA y Bis-GMA.
  - » No se pega al instrumento. Estable. Tiempo de trabajo prolongado.
- 
- » Dos consistencias:
    - » Venus Pearl (cremosa).
    - » Venus Diamond (firme).

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



## NOVEDAD: Venus Diamond Flow

Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » Diseñado para restauraciones anteriores y posteriores.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y tixotropía: ideal para restauraciones de clase V y III mínimamente invasivas.
- » Elevada resistencia a la flexión. Bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.
- » Excelente pulido. Brillo duradero.

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



## Venus Bulk Flow ONE

Composite bulk fill para incrementos de hasta 4 mm

- » Un color que se adapta a todos los tonos (A1-D4).
- » No requiere capa final adicional (puede aplicarse si se desea).
- » Ideal para restauraciones posteriores.
- » Bajo estrés de contracción, elevada resistencia a la flexión y al desgaste.
- » Radiopacidad superior de más del 250% de AL.

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



## NOVEDAD: Venus Pearl Collection Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color LIGHT
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color MEDIUM

209€ **172€**  
Ref. 66100278



También disponible en Venus Pearl PLT

También disponible en Venus Pearl PLT



185€ **156€**  
Ref. 66098267

## Venus Pearl Pure Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 botella de 2 ml de iBOND Universal

\*Los Kits también están disponibles en consistencia Venus Diamond.

# Venus<sup>®</sup> ART

Para la estratificación policromática y maximizar la estética



## Venus Pearl / Diamond


Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Los colores **ART** ofrecen la flexibilidad y versatilidad necesarias para los casos estéticos más exigentes. Para trabajar con la técnica de estratificación. **Matriz TCD patentada de Kulzer**

- » **Colores universales (esmaltes).**
- » **Colores de dentina opacos.**
- » **Colores incisales.**
- » **Colores adicionales:** 3 Colores ultra blancos. Colores GUM\* y CORE\*.

- » Dos consistencias:
  - » Venus Pearl (cremosa).
  - » Venus Diamond (firme).

**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



\*Disponibles para Venus Pearl.

## Venus Diamond Flow

Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » 12 colores y tres niveles de traslucidez.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y tixotropía: ideal para clases V y III mínimamente invasivas.
- » Elevada resistencia a la flexión y bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.
- » Excelente pulido y brillo permanente que garantizan restauraciones estéticas y duraderas.



**6+1**  
Equivale a 14,3% Dto.  
**REPOSICIONES**



# Flexitime

Flexitime®

Material de impresión de precisión, tiempo de trabajo flexible

» Tú determinas el tiempo de trabajo, no el material. Combina un tiempo de trabajo flexible que varía entre 1 y 2:30 min. con un tiempo siempre corto en boca de 2:30 min.

» El proceso de fraguado se acelera cuando la cubeta se inserta en boca.  
» Complemento perfecto para escaneado intraoral, especialmente en preparaciones subgingivales.

40003990	Flexitime Dynamix Mono Refill	2 x 380 ml.
40003991	Flexitime Dynamix Ht Refill	2 x 380 ml.
40003992	Flexitime Dynamix Putty Refill	2 x 380 ml.
40005040	Flexitime Light Flow	2 x 50 ml.
40005041	Flexitime Medium Flow	2 x 50 ml.
50034804	Flexitime Heavy Tray	2 x 50 ml.
50034806	Flexitime Correct Flow	2 x 50 ml.
50034811	Flexitime Mono Phase	2 x 50 ml.
50034802	Flexitime Easy Putty	1 x 600 ml.
50066038	Flexitime Bite Cartridge Refill	2 x 50 ml.

**-14,30%**  
**DESCUENTO**



Excelentes por separado  
**PERFECTOS JUNTOS**  
Flexitime  
+ RetraXil

66098179 Retraxil Value Pack 20 x 1 g.  
66098180 Retraxil Starter Pack 4 x 1 g.

RetraXil®

## RetraXil

Pasta de retracción

- » Garantiza un surco gingival y márgenes de preparación expuestos y sin fluidos.
- » Elevado contraste de color entre la encía y el diente para un mejor control del aclarado.
- » Cánula ultra fina para un mejor acceso al surco y a zonas interproximales.
- » **Compatible con técnicas de impresión analógicas y digitales.**

# GLUMA Desensitizer

GLUMA®

Más alivio, menos dolor

- » Puede utilizarse en cualquier restauración **directa** e **indirecta**.
- » **Aplicación en un solo paso:** no es necesario agitar ni fotopolimerizar.
- » Compatibilidad universal.
- » **Una gota,** múltiples aplicaciones.

65872354 Gluma Desensitizer 1 x 5 ml.  
66001854 Gluma Desensitizer Single Dose 40 uds.  
66018221 Gluma Desensitizer Value Pack 3 x 5 ml.



NOVEDAD



# love<sup>o</sup> it or leave it

## Flexitime unlimited

Material de impresión de precisión de última generación

- » Compatible con todas las técnicas de impresión y todas las indicaciones.
- » Un solo material en lugar de varios: simplifica el inventario y reduce la complejidad.
- » Tiempo de trabajo flexible: 1:00 – 2:30 minutos.
- » Tiempo de fraguado intraoral fijo y rápido: 2:30 minutos.
- » Alta rigidez para una reproducción de detalles excelente y un reposicionamiento seguro.
- » Extracción sencilla: suave tanto para ti como para tus pacientes.
- » Contraste de color gris para una legibilidad óptima.
- » Úsalo como material monofásico o combínalo con material fluido, según tu preferencia.

66099317	Flexitime unlimited Dynamix Refill	2 x 380 ml.
66099318	Flexitime unlimited	2 x 50 ml.
66099319	Flexitime unlimited Dynamix Trial Kit	1 x 380 ml.
66099321	Flexitime unlimited Trial Kit	1 x 50 ml.



# feels<sup>Q</sup> like kulzer

## Asesores Comerciales Clínica ¡Contáctanos!



**Pablo Sánchez**

Madrid, C. La Mancha (excepto Albacete), Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid y Cáceres

695 131 961

pablo.sanchez@kulzer-dental.com



**Alberto Bárcena**

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia y Soria

689 092 156

alberto.barcena@kulzer-dental.com



**Geòrgia Aixalà**

Cataluña y Aragón

619 347 543

georgia.aixala@kulzer-dental.com



**Raquel Iglesias**

C. Valenciana, Murcia, Albacete y Baleares

671 671 455

raquel.iglesias@kulzer-dental.com



**Daniel Casanova**

Andalucía y Badajoz

618 548 993

daniel.casanova@kulzer-dental.com



**Luis de Blas**

Portugal, Galicia, León y Zamora

618 548 985

luis.blas@kulzer-dental.com

### Contacto Web



[kulzer.es/contacto](https://kulzer.es/contacto)

**Nota:** En las ofertas 6+1 algunos distribuidores podrían aplicar el descuento desde la primera unidad, en estos casos no se envía el producto sin cargo. Ofertas válidas para productos de la misma categoría.



@KulzerIberia



@KulzerIberia



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP